



サイズの目安（実物大：切り取ってお使い下さい）

① SSサイズ


※ご使用方法は、裏面をご覧ください。




③ Sサイズ



③ Mサイズ




④ Lサイズ




サイズの目安ご使用方法

※押え板図は裏面にあります。



- 1 針を刺す位置の腕巾と同じ位のだと思われる**押え板図**を選び外形を切りとって下さい。



- 2 切りとった**押え板図**を腕に乗せてサイズを決めて下さい。



押え板図が**腕の巾を超えない程度のサイズ**を選んで下さい。
思ったより小さいサイズになりますが腕へのフィット感が良くなります。



ご注意

透析には正中部分に針を刺す方法がありますが、これには適しておりません。

弊社止血ベルトは赤の線上(ほぼ巾の中心)に針穴があることで設計されています。

